

En EE. UU., la ley federal estipula que este dispositivo es vendido exclusivamente por médicos u otros profesionales autorizados o bajo prescripción médica. Para usar con un neuroestimulador aprobado para la distribución dentro de Estados Unidos.

MANTENIMIENTO:

Revise la faja conductiva antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño. Reemplace las almohadillas StimGel cuando sea necesario. Consulte las recomendaciones de mantenimiento para StimGel que aparecen abajo. Consulte la etiqueta de la faja para obtener las instrucciones de lavado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Para obtener información sobre riesgos relevantes, contraindicaciones, advertencias, precauciones y efectos secundarios adversos, consulte el Manual del operador del dispositivo de electroterapia. Si utiliza almohadillas StimGel demasiado pequeñas en el dispositivo, puede provocar quemaduras térmicas. La faja nunca se debe utilizar sin almohadillas StimGel. La cincha para la espalda es para uso en un solo paciente. No comparta la cincha con otras personas ya que puede correr el riesgo de experimentar reacciones adversas o contraer enfermedades.

PRECAUCIÓN:

No aplicar sobre la piel dañada. En caso de que aparezca una erupción o quemadura en la piel, discontinúe el uso de inmediato y comuníquese con su médico.

GARANTÍA DE 90 DÍAS:

Empi reparará o sustituirá, en sus instalaciones, cualquier producto defectuoso. Esta garantía no es aplicable a productos dañados por uso incorrecto, o reparados o alterados por alguien que no sea Empi en sus instalaciones de Clear Lake, SD.

Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita. Ninguna persona está autorizada para asumir compromisos en nombre de Empi en lo relacionado con la garantía más allá de lo expresado en este documento.

NOTA: el período de garantía comienza a partir de la fecha en que se compró al fabricante.

Cincha especializada para la espalda

Número de pieza: 235666



INSTRUCCIONES DE USO

Lea el manual de usuario del dispositivo antes de usar.



Empi, Inc.
205 Highway 22 East Clear Lake, SD 57226
www.empi.com
800.328.2536
Fabricado en México para Empi.

Sin látex



360421 Rev A ©2013 Empi, 06/13 Reservados todos los derechos.
Precaución: dispositivo de venta exclusiva, que deberá ser efectuada por un médico o bajo prescripción facultativa, conforme a lo estipulado en las leyes federales.

Para hacer otro pedido, llame a Empi al
800.328.2536

Almohadillas StimGel de Empi - 199599-001 (paquete de cuatro)

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Conecte el dispositivo estimulador o cable conductor a la faja.
2. Coloque la faja extendida con las cuatro zonas conductivas con broches plateados hacia arriba.
3. Retire el protector del lado de la CUADRÍCULA de las almohadillas StimGel.
4. Presione el lado de la CUADRÍCULA de las almohadillas StimGel sobre las zonas con broches plateados en la faja.

ADVERTENCIA: Las almohadillas StimGel deben cubrir cada zona conductiva antes de comenzar a usarlas.

5. Retire el protector restante y **GUÁRDELO** para volver a aplicarlo a las almohadillas StimGel entre usos.
6. Aplique la zona conductiva de la faja sobre la espalda asegurándose de que las almohadillas StimGel estén alineadas a ambos lados de la columna y que no estén directamente sobre la columna. Para volver a colocar las zonas conductivas, retire la faja completamente. Si vuelve a ajustar con las almohadillas StimGel adheridas a la piel, es posible que las almohadillas se enrollen.
7. Encienda el estimulador y ajústelo según las instrucciones del estimulador o del médico para el tratamiento.
8. Cuando finalice la sesión de estimulación, apague el estimulador.



ALMACENAMIENTO:

9. Retire la faja. Las almohadillas StimGel se despegarán de la piel y permanecerán pegadas a la faja. **Las almohadillas StimGel permanecerán en la faja para su almacenamiento.**
10. Vuelva a colocar en la almohadilla de gel el protector que guardó. Asegúrese de colocar el lado que dice "ON" contra la superficie de la almohadilla StimGel.
11. Enrolle la faja y guárdela en su envase hasta el próximo tratamiento. Volver a colocar los protectores, enrollar y guardar la faja en la bolsa con cierre reutilizable prolongará la vida útil de las almohadillas StimGel.



USO DE LOS ELECTRODOS:

Puede extender el uso de los electrodos y de las almohadillas StimGel siguiendo estas recomendaciones:

- Limpie, enjuague y seque la piel antes de cada uso
- Almacene los electrodos como se indica en las instrucciones del embalaje
- Si el gel del electrodo se seca, puede agregar unas gotas de agua a la superficie de gel (lado que se adhiere) para recuperar el gel adhesivo del electrodo. Deje reposar el electrodo durante algunos minutos antes de aplicar sobre la piel.

